

AVIZOR
Unica
sensitive

INSTRUÇÃO DE USO

SOLUÇÃO PARA LENTES DE CONTATO

Solução Para Uso Oftalmológico

SOLUÇÃO ÚNICA PARA USUÁRIOS COM OLHOS SENSÍVEIS. PARA TODO O TIPO DE LENTES DE CONTATO HIDROFÍLICAS (incluindo a nova geração de lentes de silicone hidrogel)

SOLUÇÃO PARA LENTES DE CONTATO foi especialmente formulada para proporcionar um conforto extra aos usuários de lentes de contato mais sensíveis.

FUNÇÕES:

Limpeza e eliminação de proteínas, desinfecção, conservação, lavagem, umectação e lubrificação.

APRESENTAÇÃO:

1 frasco com 350 mL + 1 frasco com 120mL + 1 porta lentes de contato

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

Hialuronato de Sódio, Poloxamer, EDTA, polihexanida 0,0001% em uma solução tamponada, isotônica e estéril.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Antes de manipular as lentes, lave cuidadosamente as mãos com água e sabão.
2. Retirar a lente do olho, colocá-la sobre a palma da mão com algumas gotas de UNICA SENSITIVE e friccionar ambas as faces durante alguns segundos.
3. Lavar a lente com UNICA SENSITIVE.
4. Depositar cada lente no correspondente compartimento e encher o estojo porta-lentes com a mesma solução.
5. Manter as lentes pelo menos 4 horas, ou durante a noite, submersas na solução para assegurar uma completa desinfecção.
6. Depois de concluído o processo, colocar a lente diretamente no olho ou enxaguar a lente previamente com UNICA SENSITIVE.
7. Manter limpo o interior do estojo porta-lentes e renovar a solução todos os dias. Não utilizar a água da torneira para limpar o porta-lentes.

PRECAUÇÕES:

- Não utilizar o produto por mais de 90 dias após a abertura do frasco.
- Manter o frasco bem fechado.
- Não utilizar o produto se o selo de segurança estiver danificado ou ausente.
- Não ingerir a solução e manter fora do alcance das crianças.
- As lentes podem ser conservadas na solução, no porta-lentes fechado, por até 30 dias.
- Não tocar o gotejador do frasco em nenhuma superfície para evitar que se contamine.
- Em caso de irritação ocular, consultar um especialista.
- Antes de utilizar um medicamento oftálmico, informe o seu médico de que é usuário de lentes de contato.
- Não utilize em caso de alergia a qualquer um dos componentes.
- Nunca utilizar água da torneira para enxaguar o estojo das lentes.
- Não utilizar depois do prazo de validade.
- A solução do porta-lentes deve ser renovada depois de cada utilização.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO/CONSERVAÇÃO:

Armazenar em temperatura entre 5°C – 30°C.

FABRICADO POR:

AVIZOR, S.A.
La Cañada, 17
28850, Torrejón de Ardoz, Madrid – Espanha

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda.
Rua Batataes, nº 391, 1º andar – conjuntos 11,12 e 13
Jardim Paulista – São Paulo
CNPJ: 04.718.143/0001-94
Responsável Técnico: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre
CRF/SP 21.079
Registro ANVISA nº: 80102511831

COMERCIALIZADO POR:

Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
Hortolândia/SP
www.legrandpharma.com.br
SAC 0800 – 500600



085400

134 mm

200 mm

Código do Material: 085400

Dimensões: 200 x 134 mm
Material:..... Papel sulfite 45 g/m²
Cores:.....Black
Laetus:..... 663
Fonte: 9 Espaçamento: 9,5

Programa: Adobe Illustrator CC 2017

Prova nº: . 06Final 13/12/2017

Designer: Vinicius

Legrand similar

APROVAÇÃO DE ARTE FINAL

ÁREA	VISTO	DATA
Depto. Marketing:	_____	_____
Depto. Registro:	_____	_____
Desenv. Emb.:	_____	_____

Modelo: XXXXX

REF Troquel: TRO-PROS-015

Dimensiones: 200 x 134 mm

Código: PROS

Colores:

