





Altura mínima de montagem	14mm
Altura do corredor progressivo	11mm
	12mm
	13mm
	14mm
	15mm
	16mm
	17mm
	18mm
	19mm
	20mm



VOCÊ SEMPRE EM FOCO




Nitidez imediata, em todos os momentos

HOYA

VISION CARE

GABARITO DE MONTAGEM

www.lentes-hoya.com.br



14 - 15 mm




208 = Design Ref.

22F = Front Add. 2.25
22B = Back Add. 2.25
22W = Worn Add. 2.25

Corridor N
14 mm = 7
15 mm = 8

	14mm	15mm
1.50	11	21
1.53	1X	2X
1.60	13	23
1.67	15	25
1.74	17	27

HOYA
VISION CARE



17 - 18 - 19 - 20 mm

208 = Design Ref.

22F = Front Add. 2.25
22B = Back Add. 2.25
22W = Worn Add. 2.25

Corridor N
17 mm = 9
18 mm = 10
19 mm = 11
20 mm = 12

	17	18	19	20mm
1.50	31	41	51	61
1.53	3X	4X	5X	6X
1.60	33	43	53	63
1.67	35	45	55	65
1.74	37	47	57	67

HOYA
VISION CARE